


# INSTRUMENTTIEN TURVALLISUUDESTA EI PIDÄ TINKIÄ



Leikkausterät turvasuojuksella ja monikäyttöiset kahvat



Kertakäyttöiset leikkausveitset turvasuojuksella



**Bard-Parker®** Turvaterät ja turvaleikkausveitset

# Bard-Parker®-leikkausterät turvasuojuksella ja monikäyttöiset kahvat

## Tinkimätöntä turvallisuutta

Bard-Parker®-leikkausterät turvasuojuksella ja monikäyttöiset kahvat on suunniteltu painotukseltaan ja tuntumaltaan kirurgien mieltymyksiä vastaaviksi, ja turvasuojus on kätevää ja yksinkertaista aktivoida yhdellä kädellä. Terä on suojattuna sekä liittämisen- että hävittämisenvaiheessa, mikä pienentää kontaktivahingon riskiä.

## Metallikahvat turvasuojuksellisiin teriin

Tuotekoodi	Käytettävän terän koko	Varren koko	Kpl/myyntipakkaus
ASM374030	10, 11, 15, 15C	3	5
ASM374031	10, 11, 15, 15C	3L*	5
ASM374040	20-23	4	5
ASM374041	20-23	4L*	5

\*Pitkävartinen kahva

## Leikkausterät turvasuojuksella

Tuotekoodi	Terän koko	Kpl/myyntipakkaus	Kpl/tukkupakkaus
ASM373910	No.10	50	150 (3 x 50)
ASM373911	No.11	50	150 (3 x 50)
ASM373915	No.15	50	150 (3 x 50)
ASM373920	No.20	50	150 (3 x 50)
ASM373921	No.21	50	150 (3 x 50)
ASM373922	No.22	50	150 (3 x 50)
ASM373923	No.23	50	150 (3 x 50)
ASM374305	No.15C	50	150 (3 x 50)



# Kertakäyttöiset Bard-Parker®-leikkausveitset turvasuojuksella


## Laatu, jota odotat – suoja, jonka ansaitset

Kertakäyttöisten turvasuojuksellisten Bard-Parker®-leikkausveitsien laadukkaat ja turvalliset terät ovat ruostumatonta terästä. Niiden suorituskyky on hyvä, eikä turvasuojus vaikuta leikkaustekniikkaan. Turvasuojus on helppo avata käyttöä varten ja lukita käytön jälkeen yhdellä kädellä. Näiden leikkausveitsien käyttö tukee myös EU direktiivin 2010/32/EU (terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäisy) noudattamista. Bard-Parker®-leikkausveitsien laatuun ja suorituskykyyn voi luottaa leikkausveitsen koosta riippumatta.

## Kertakäyttöiset leikkausveitset turvasuojuksella


Tuotekoodi	Terän koko	Kpl/mp	Kpl/tp
ASM372610	No.10 terä	10	100 (10 x 10)
ASM372611	No.11 terä	10	100 (10 x 10)
ASM372612	No.12 terä	10	100 (10 x 10)
ASM372613	No.12B terä	10	100 (10 x 10)
ASM372615	No.15 terä	10	100 (10 x 10)
ASM372620	No.20 terä	10	100 (10 x 10)
ASM372621	No.21 terä	10	100 (10 x 10)
ASM372622	No.22 terä	10	100 (10 x 10)
ASM372623	No.23 terä	10	100 (10 x 10)
ASM372710	No.10 terä ja 3L*	10	100 (10 x 10)
ASM372711	No.11 terä ja 3L*	10	100 (10 x 10)
ASM372715	No.15 terä ja 3L*	10	100 (10 x 10)

\*Pitkävartinen kahva



## Leikkausterät

### Saatavilla seuraavat koot:



Myynti ja markkinointi: **OneMed Oy**  
 PL 10 (Metsäläntie 20) 00321 Helsinki  
 www.onemed.fi  
 puh. 020 786 6810  
 asiakaspalvelu@onemed.com

**ONEMED**