

# decumed

The cure is care



PATENTOITU

Decuheel-kannankohottaja  
painehaavoihin

# decuheel™

PAINHAAVOIHIN • POTILASKOHTAINEN • HENGITTÄVÄ • HYGIEENINEN • MIELLYTTÄVÄ

CE

# decuheel™

## Decuheel™ – potilaskohtainen kannankohottaja painehaavojen ehkäisyyn ja hoitoon



Decumedin uusi kannankohottaja on kehitetty tiiviissä yhteistyössä fysioterapeuttien, ergoterapeuttien ja haavahoitajien kanssa. Tuloksena on kannankohottaja, joka sekä huomioi perustarpeet että samanaikaisesti ratkaisee muutamia nykyisin käytössä olevien tuotteiden ongelmia. Decuheel™ on suunniteltu henkilöille, joilla on riski painehaavan kehittymiseen kantapään alueelle tai joille se on jo kehittynyt ja jotka tarvitsevat kevennystä.



VAPÖDRAIN™

Decuheeliä on helppo käyttää, käytönopastuksen tarve on vähäinen. Täytä tuote ilmalla, laita se potilaan jalkaan ja sulje uudelleenavattavalla teipillä.

Decuheel™ on mukava käytössä sekä suoraan iholle asetettuna että siteen päällä. Ainutlaatuisen, kosteutta hajottavan Vapodrain™-teknologiaan perustuvan muovikalvon ansiosta Decuheel™ ei ole koskaan liian kuuma tai kostea vaan tuntuu aina miellyttävältä.

Decuheel™ on erittäin hygieeninen, koska se on potilaskohtainen. Sen voi pyyhkiä kostealla pyyhkeellä, alkoholilla tai klorhexidinillä. Käytön jälkeen sen voi hävittää tavallisena sekajätteenä.



Kotisairaanhoidon on helppo tuoda Decuheel™ kotiin. Se on pieni ja kevyt. Täytä se ilmalla ja aseta jalkaan.

Koska Decuheel™ on ilmatäyttöinen on paineen jakauma ihanteellinen – ilma levittäytyy automaattisesti – myös silloin kun potilas kääntyy. Decuheel™ on muotoiltu niin, että se ei vaurioita ihoa. HUOM: älä ylitätä.

Tuotenumero	Tuote	Pakkauskoko
DECHM155626	Kannankohottaja	10 kpl
DEC10017	Kannankohottaja	2 kpl + pumppu 1 kpl
DECHM152216	Pumppu	1 kpl

### Markkinointi:

OneMed Oy  
PL 10 (Metsäläntie 20), 00321 Helsinki  
www.onemed.fi

asiakaspalvelu@onemed.com  
puh. 020 786 6810  
faksi 020 602 9400

# ONEMED