

Kasvosuoja evercare® TYPE II, korvalenkit, valkoinen

Kirurginen kasvosuoja **evercare**®, TYPE II. Bakteerien suodatus-teho (BFE) >99%. Laskostettu, leveys 165 mm. Joustava reuna hyvän istuvuuden saamiseksi. Valmistaja OneMed Group Oy, valmistusmaa Kiina. Tuote ei sisällä luonnonkumia.

Kertakäyttöinen **evercare**® TYPE II on laadukas 3-kerroksinen kasvosuoja, joka soveltuu sekä terveydenhoidon henkilökunnan että potilaiden suojaamiseen.

evercare® TYPEII -kasvosuoja täyttää sairaalakäyttöön vaadittavan EN14683:2019-standardin Type II -vaatimusten osalta.

Kasvosuojan väri on valkoinen ja siinä on joustavat korvalenkit. Ei sisällä luonnonkumia. Kasvosuojan BFE-arvo (bakteerisuodattavuus) on $\geq 99\%$.

- Kertakäyttöinen **evercare**® Type II
- Valkoinen, korvalenkeillä
- Täyttää standardin 14683:2019 vaatimukset
- BFE (bakteerisuodatus) $\geq 99\%$
- OneMed tuotekoodi ONE2882
- Pakkauskooko 50 kpl rasia, tukkupakkaus 2500 kpl
- Toimitusaika suoraan varastostamme
- Pienin toimituserä 2500 kpl

