

## Marsden-tuolivaat



### Tuolivaaka M-200

- Vankkarakenteinen
- Leveä istuinosa (lev. 530 mm, kork. 460 mm)
- Paino 27 kg
- Kääntyvät käsinojat ja jalkatuet
- Suuret lukittavat pyörät, kevyt liikuteltava
- Askelarvo 50 g <150 kg> 100 g
- Kapasiteetti 250 kg, saatavana myös 300 kg kapasiteetilla
- Selkeä digitaalinen näyttö
- BMI-painoindeksitoiminto
- Pitotoiminto (HOLD)
- Verkkovirta- ja akkumaristokäyttöinen (akun kesto 80 tuntia)
- Lisävarusteena tulostin ja turvavyö



### Tuolivaaka M-210

- Kevyt ja helppo siirrellä
- Pyörät, joista kaksi lukittavaa
- Kääntyvät käsinojat ja jalkatuet
- BMI-painoindeksitoiminto
- Pitotoiminto (HOLD) (paino voidaan lukea potilaan poistuttua vaa'alta)
- Kapasiteetti 250 kg
- Askelarvo 50 g <150 kg> 100 g
- Paino 18 kg
- Istuinosan leveys 400 mm ja syvyys 380 mm
- Liitäntämahdollisuus Marsden-tulostimeen
- Verkkovirta- ja akkumaristokäyttöinen (akun kesto 80 tuntia)
- Lisävarusteena turvavyö
- Selkeä digitaalinen näyttö



### Tuolivaaka M-225

- Edullinen vaihtoehto
- Kevyt ja helppo liikuteltava
- Kääntyvät käsi- ja jalkatuet
- Kapasiteetti 250 kg, askelarvo 100 g
- BMI-painoindeksi- ja pitotoiminto (HOLD)
- BSA-toiminto (kehon pinta-alan mittausta)
- Istuinosan leveys 400 mm, syvyys 380 mm
- Verkkovirta- ja paristokäyttöinen (6 x AAA-paristot, kesto jopa 180 tuntia)
- Paino 18 kg

Markkinointi:

OneMed Oy, PL 10 (Metsäläntie 20), 00321 Helsinki

[www.onemed.fi](http://www.onemed.fi)

[asiakaspalvelu@onemed.com](mailto:asiakaspalvelu@onemed.com), puh. 020 768 6810

# Lattia- ja pylväsvaa'at

## Henkilövaaka M-420

- Suuri LCD-näyttö, luistamaton alusta
- Kapasiteetti 200 kg, askelarvo 50 g <100 kg> 100 g
- BMI-painoindeksitoiminto
- Mitat 320 x 310 x 60, paino 3,5 kg
- Verkkovirta- ja paristokäyttöinen (6 x AA-paristot)
- Lisävarusteena kantolaukku



## Henkilövaaka M-520

- Kääntyvä näyttöyksikkö
- Luistamaton alusta
- Verkkovirta- ja akkuparistokäyttöinen
- Kapasiteetti 250 kg
- Vaa'an paino 6 kg
- BMI-painoindeksitoiminto
- Lisävarusteena kantolaukku



## Henkilövaaka M-530

- Erityisleveä, kaksiosainen taso (600 x 390 mm) helpottaa erityisen painavien henkilöiden punnitsemista
- Kapasiteetti 300 tai 500 kg
- Vaa'an paino 8 kg
- Askelarvo 50 g <150 kg> 100 g (300 kg) ja 100 g <300 kg> 200 g (500 kg)
- Verkkovirta- ja akkuparistokäyttöinen
- Bluetooth-liitäntämahdollisuus
- Lisävarusteena kantolaukku



## Pylväsvaaka M-125

- Vankkarakenteinen, luistamaton alusta
- Kapasiteetti 250 kg, askelarvo 50 g < 150 kg > 100 g
- Vaa'an paino 9 kg
- BMI-painoindeksitoiminto, pitotoiminto (HOLD) -> paino voidaan lukea potilaan poistuttua vaa'alta
- BSA-toiminto (kehon pinta-alan mittaaminen)
- Mitat 310 x 1150 x 460 mm (L x K x S)
- Verkkovirta- ja akkuparistokäyttöinen
- Lisävarusteena tulostin, pituusmitta ja pyörät

Kaikki  
Marsden-vaa'at  
ovat tyyppihyväksytyjä,  
CE-merkittyjä ja  
terveydenhuoltoon  
tarkoitettuja.  
Takuu 2 vuotta.

# Vauvanvaa'at

## Vauvanvaaka M-400 (ilman pituusmittaa) ja M-400-80D (pituusmitalla)

- Nopea ja tarkka punnitus
- Kapasiteetti 20 kg
- Askelarvo 5 g <10 kg> 10 g
- Paino 3,3 kg
- Taaraustoiminto ja pitotoiminto (HOLD)
- Helppo puhdistaa, kaukalon voi irrottaa
- Kaukalon mitat 585 x 280 x 120 mm
- Lisävarusteena kantokassi
- Verkkovirta- ja paristokäyttöinen
- CE-hyväksytty
- Ensivaa'attu, takuu 2 vuotta
- Saatavana ilman mittaa tai pituusmitalla (kuvassa)



## Vauvanvaaka M-300

- Vankkarakenteinen, nopea ja tarkka punnitus
- Suuri, selkeä näyttö
- Kapasiteetti 15 kg
- Tarkkuus 2 g <6 kg> 5 g
- Paino 3,1 kg
- Toimii 2 x AA-paristolla (sisältyy)
- Paristojen kesto jopa 600 tuntia!
- Taaraustoiminto
- Pitotoiminto (HOLD)
- Helppo puhdistaa
- Mitat: runko-osa: 370 x 590 mm
- Lisävarusteena kantokassi
- Verkkovirta- ja paristokäyttöinen
- Tyyppihyväksytty malli
- Ensivaa'attu, takuu 2 vuotta



## Kannettava vauvanvaaka V-20

- Tarkka ja helppokäyttöinen
- Kevyt ja näppärä ottaa mukaan kotikäynneille, paino vain 3,5 kg
- Kapasiteetti 20 kg, tarkkuus 10 g
- Paristo- ja verkkovirtakäyttöinen
- HOLD- ja taaraustoiminnot
- Suuri LCD-näyttö
- Alustan koko 500 x 350 mm (käsikahvojen kanssa 620 mm)
- Lisävarusteena kantolaukku
- Takuu 2 vuotta
- Ei MDD-direktiivin mukaista hyväksyntää



## Kotikäynneille kevyt, kannettava vauvanvaaka

- Kapasiteetti 15 kg, tarkkuus 10 g
- Paristokäyttöinen (paristot sisältyvät hintaan)
- Taaraus koko alueella
- Paino n. 2 kg
- Mitat avattuna 740 x 315 x 53 mm, suljettuna 375 x 315 x 105 mm
- Lisävarusteena kantolaukku
- CE-merkitty
- Ei MDD-direktiivin mukaista hyväksyntää



# Erikoisvaa'at



## Pyörätuolivaaka M-610

- Kapasiteetti 300 kg, palkin paino 8,5 kg
- Digitaalinen etälukija
- Taaraustoiminto
- Verkkovirta- ja akkuparistokäyttöinen
- Lisävarusteena 3-osainen kantolaukku

## Potilasnostimeen kiinnitettävä vaaka M-600

- Vaa'an kapasiteetti 200 kg
- Askelarvo 100 g
- Vaa'an paino 6 kg
- Helppo kiinnittää nostimeen
- Tukevat ja luotettavat kiinnikkeet
- Mitat 630 x 275 x 160 mm
- Bluetooth-liitäntämahdollisuus
- Verkkovirta- ja akkuparistokäyttöinen
- Lisävarusteena kantolaukku



Tuotenumero	Nimike	Kapasiteetti kg	Kapasiteetti / askelarvo
M-200	<b>Tuolivaaka</b> M-200	250	50 g <150 kg> 100 g askelarvo
M-210	Tuolivaaka M-210	250	50 g <150 kg> 100 g askelarvo
M-225	Tuolivaaka M-225		250 kg / 100 g
M-420	<b>Henkilövaaka</b> M-420	220	50 g <150 kg> 100 g askelarvo
M-430	Henkilövaaka M-430		200 kg / 200 g
M-510	Henkilövaaka M-510		250 kg / 100 g
M-520	Henkilövaaka M-520		250 kg / 100 g
M-530	Henkilövaaka M-530, erityislevä	300	50 g <150 kg> 100 g
M-125	<b>Pylväsvaaka</b> M-125		250 kg / 100 g
M-400	<b>Vauvanvaaka</b> M-400, ei pituusmittaa	20	5 g <10 kg> 10 g askelarvo
M-400-80D	Vauvanvaaka M-400, digitaalisella 80 cm pituusmitalla	20	5 g <10 kg> 10 g askelarvo
M-300	Vauvanvaaka M-300	15	2 g <6 kg> 5 g askelarvo
V-20	Vauvanvaaka V-20		20 kg / 10 g
	Vauvanvaaka kotikäynneille, kannettava		15 kg / 10 g
M-610	<b>Pyörätuolivaaka</b> M-610, 2 palkkia		300 kg / 100 g
M-620	Pyörätuolivaaka M-620		300 kg / 100 g
M-650	Pyörätuolivaaka M-650		300 kg / 100 g
M-600	<b>Vaaka potilasnostimeen</b> M-600, nostimien etäisyys 38 cm		200 kg / 100 g
M-605	Vaaka potilasnostimeen M-605, nostimien etäisyys 48 cm		200 kg / 100 g



Henkilövaaka M-430



Henkilövaaka M-510



Pyörätuolivaaka M-620



Pyörätuolivaaka M-650

Markkinointi:

OneMed Oy, PL 10 (Metsäläntie 20), 00321 Helsinki

www.onemed.fi

asiakaspalvelu@onemed.com, puh. 020 768 6810

**ONEMED**