



## Pylväsvaaka MBPA-250



Kiinteä muovinen taso, liukumista estävä pintamateriaali sekä säädettävät jalat tekevät vaa'asta tukevan ja turvallisen potilaita punnittaessa. Kestävän metallisen rakenteen ansiosta vaa'an kapasiteetti riittää 250 kg saakka. Ainutlaatuinen tason pintamateriaali ja integroitu pylväs tekevät vaa'asta tyylikkään ja kompaktin käytettäväksi pienessäkin tilassa. Näytön sivuun voidaan asentaa lisävarusteena saatavana oleva pituusmitta sekä lapsien että aikuisten pituuden mittaamiseen.

### Tekniset tiedot

- EU-OIML luokka III
- MDD-hyväksytty
- Kapasiteetti 250 kg
- Tarkkuus 100 g
- Paino 9,3 kg
- Tason koko 440 x 340 mm
- Mitat 440 x 340 x 1050 mm
- Valmistaja G&P Lidén Weighing AB, Ruotsi
- Tuotenumero LIDM32004


### Ominaisuudet

- Liikkeenvakaaja
- BMI-toiminto
- Nollaus/Hold/taaraus
- 25 mm LCD-näyttö taustavalolla
- Näytön kaltevuus säädettävissä
- Pituusmittausalue 80 - 210 cm (pituusmitta lisävarusteena)
- Verkkovirta tai AA-paristot (eivät sisälly)



### Panostamme hoitotuloksia parantaviin ratkaisuihin


**Olemme enemmän kuin vain toimittaja** – kumppanimme terveydenhoidon toimijat voivat tuottaa laadukkaampaa hoitoa potilaille alhaisemmin hoitokuluihin. Ympäristöystävällisesti ja vastuullisesti



Laadukasta hoitoa potilaalle



Alhaisemmat hoitokulut



Vastuullisesti

## ONEMED

OneMed Oy  
 PL 10 (Metsäläntie 20)  
 00321 Helsinki  
 www.onemed.fi  
 asiakaspalvelu@onemed.com  
 Puh. 020 786 6830