



**SAKULA**

# Sakula Auralis®

Nopea, siisti ja hygieeninen hoitoväline korvanhuuhteluun.

Katso video ▶

## Tuotetiedot Sakula Auralis®

Pussin koko	1,5 litraa
Myyntipakkaus	50 kpl
Tuotenumero	SAK725852287

## Tulossa myös:

### HELPTray-muovitarjotin

Vihreä	
Koko	284x184x15 mm
Myyntipakkaus	50 kpl
Tuotenumero	SAK43578729

### Sakula Nasalis® -malja kauluksella

Hoitoväline max-punktioon, lavaatioon ja nenäverenvuotoon, kertakäyttöinen	
Maljan tilavuus	1,5 litraa
Myyntipakkaus	50 kpl
Tuotenumero	SAK725852627

## Sakula Auralis®

### Korvanhuuhtelun edelläkävijä

**Sakula Auralis -korvanhuuhtelupussi hyödyttää terveydenhuollon ammattilaisia monin tavoin.**

- Nopea, siisti ja hygieeninen hoitoväline korvanhuuhteluun.
- Kliinisesti testattu.
- Helppo käyttää myös yksin.
- Kustannustehokas ratkaisu.
- Pussin riittävä tilavuus (1,5 l) ja muotoilu estävät ohivuodot.
- Läpinäkyvä - huuhtelulöydöksiä voidaan tarkastella toimenpiteen jälkeen.
- Muita suojavälineitä tai kaarimaljaa ei tarvita.
- Miellyttävä myös asiakkaalle.
- Kehitetty ja valmistettu Suomessa.
- CE-merkitty tuote

### Menestys kliinisissä tutkimuksissa

**Kliinisen käytettävyyss- ja vertailututkimuksen tuloksia:**

- 97% potilaista piti Sakula Auraliksen käyttöä erinomaisena tai hyvänä.
- 99% potilaista halusi käyttää Sakula Auralista myös seuraavalla kerralla.
- Korvanhuuhteluja suorittavat sairaanhoitajat olivat uuden menetelmän kannalla.
- Korvalääkäreiden mielestä Sakula Auralis oli erinomainen hoitoväline.

### Materiaalit

**Pussimateriaali:** PE-LD-muovikalvo.

**Teipit:** Ihoon kiinnittyvä: Allergiatestattu 3M Art.no. 1522. Pussiteippi: 3M Art.no. 9191

### Kierrätys

Sakula Auralis voidaan hyödyntää energijätteenä.

### Markkinointi:

**ONEMED**

#### OneMed Oy

asiakaspalvelu@onemed.com

puh. 020 786 6810

PL 10 (Metsäläntie 20), 00320 Helsinki

www.onemed.fi

### Valmistaja:

#### Medrian Oy

info@medrian.fi

puh. 050 375 9888

Jukolankatu 18, 80160 Joensuu

www.sakula.fi