



Vauvanvaaka BW-0365



BW-0365 on kevyt, kannettava ja helposti puhdistettava vaaka vauvojen ja pienten lasten punnitsemiseen. Vaa'assa on irrotettava punnitusasto sekä vauvalle annetun nestemäärän mittaustoiminto vakiovarusteena. Vaaka on valmistettu tukevasta muovista, siinä on liikkeenvakaaja, HOLD-toiminto ja kumijalat, jotka pitävät vaa'an tukevasti paikoillaan lasta punnittaessa tai liikuteltaessa.

Tekniset tiedot

- EU-OIML luokka III
- MDD-hyväksytty
- Kaksi tarkkuusaluetta:
6/15 kg x 2/5 g
15/20 kg x 5/10 g
- Paino 4,6 kg
- Punnitustason koko 600 x 270 mm
- Mitat 600 x 300 x 160 mm
- Valmistaja G&P Lidén Weighing AB, Ruotsi
- Tuotenumero LIDM32002



Ominaisuudet

- Liikkeenvakaaja
- Toiminto, joka osoittaa painoeron edelliseen punnitukseen
- Nollaus/Hold/taaraus
- 9 muistipaikkaa
- Kantokahva
- Verkkovirta- tai paristotoiminto (paristot eivät sisälly)
- Kantolaukku lisävarusteena

Panostamme hoitotuloksia parantaviin ratkaisuihin

Olemme enemmän kuin vain toimittaja – kumppanimme terveydenhoidon toimijat voivat tuottaa laadukkaampaa hoitoa potilaille alhaisemmin hoitokuluihin. Ympäristöystävällisesti ja vastuullisesti



Laadukasta hoitoa potilaalle



Alhaisemmat hoitokulut



Vastuullisesti

ONEMED

OneMed Oy
PL 10 (Metsäläntie 20)
00321 Helsinki
www.onemed.fi
asiakaspalvelu@onemed.com
Puh. 020 786 6830