

Urologiset huuhteluletkustot


Urologisia letkustoja voidaan käyttää huuhtelussa, kystoskopiassa, TUR-leikkauksissa, yleiskirurgiassa sekä artroskoppisissa toimenpiteissä.

Ominaisuudet:

- Iso, suuriläpimittainen letkusto
- Suuri tippakammio takaa tasaisen ja runsaan virtauksen
- Kolme eri liitinmallia erilaisiin käyttötarpeisiin
- 15 cm silikoniletku
- Standardi kartioliitin
- Kaksoispakattu luer lock -liitin
- Y-liitin kahdella 2-tiekärjellä
- PVC-vapaa




Urologinen setti, 1-tie



Tuotenumero	Tuote	Myyntipakkaus kpl
10345	Letkun pituus 215 cm	1/5/25
10556	Letkun pituus 215 cm	1/5/20

Urologinen setti, 2-tie



Tuotenumero	Tuote	Myyntipakkaus kpl
10344	Letkun pituus 215 cm	1/5/25
10555	Letkun pituus 215 cm	1/5/20