



ENCORE® LATEX ACCLAIM®

PUUTERITON LATEXIKÄSINE YLEISKIRURGIAAN

Ansell on suunnitellut ENCORE® Acclaim® -käsineet vastaamaan parhaimpien mahdollisten pukemis-, ote- ja tunto-ominaisuuksien kasvavaan kysyntään.

Ansellin ensiluokkainen puuteriton luonnonkumilateksista valmistettu leikkauskäsine.

Käsine tarjoaa Ansellin SureFit™-teknologiaa estämään rannekkeen alarullautumisen yhdistettynä maksimaaliseen leikkaussalissa vaadittuun turvallisuustasoon. Se antaa terveydenhuollon ammattilaisille erinomaisen suojauksen.

Käsineen paksuus mahdollistaa mukavan istuvuuden ja erinomaisen tuntoherkkyyden kirurgisten toimenpiteiden aikana yksöis- tai kaksoiskäsinekäytössä. Tämä hyvin tasapainotettu mukavuuden ja turvallisuuden yhdistelmä, joka sisältää myös alkoholipohjaisia käsien desinfiointiaineita kestävän polyuretaanisäpinnöityksen, lisää uuden kerroksen turvallisuutta ihon ja lateksin väliin.

Tämän lisäksi ENCORE® Acclaim® -käsineissä on hyvin vähän lateksiproteiineja (30 µg/g tai vähemmän veteen liukenevia kokonaisproteiineja grammassa) ja niiden erityinen lateksikoostumus, jossa on vähennetty kiihdytinkemikaalien käyttöä, minimoi ihoärsytyksen riskiä.

TUOTEKUVAUS

Materiaali	Luonnonkumilateksi
Väri	Valkoinen
Muotoilu	Anatominen
Ranneke	SureFit™ technology: Kohoreunainen ranneke tarranauhalla
Ulkopinta	Sileä, kloorattu
Sisäpinta	Polyuretaanipinnoitus ja silikonoitu

KOKO/OneMed-tuotekoodi (lisää alkuun ANS)

5.5	330100055	6	330100060
6.5	330100065	7	330100070
7.5	330100075	8	330100080
8.5	330100085	9	330100090

ENCORE®-käsineet on suunniteltu ja valmistettu kirurgeille, leikkaussalihoitajille ja leikkaussaliavustajille, jotka tarvitsevat suojausta ja turvallisuutta sekä kehittyneitä ergonomisia, kätevyttä ja mukavuutta. ENCORE®-käsineet tarjoavat käsille suojausta, joka nostaa käyttäjien luottamusta, ja ne tarjoavat optimaalista käyttömukavuutta leikkauksen aikana.

Luonnonlateksinen puuteriton steriili leikkauskäsine

MD-luokka Ila
 Rekisteröivä viranomainen: British Standards Institution (2797): MD, Centexel (0493): PPE
 Lue huolellisesti tuotteen mukana tuleva käyttöohjelehtinen tarpeen mukaan. Vain kertakäyttöön. Steriili ellei pakkausta ole avattu tai pakkaus ole vahingoittunut. Tämä tuote sisältää lateksia, joka saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita, mukaan lukien anafylaktisia reaktioita.

Ref-26636-20200828

Ansell on maailmanlaajuisesti johtava terveyden ja turvallisuuden suojaratkaisuja tarjoava yritys, jonka ylivoimaiset tuotteet parantavat ihmisten hyvinvointia. Yhtiöllä on toimintaa Pohjois-Amerikassa, Latinalaisessa Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa ja se työllistää yli 13 000 ihmistä maailmanlaajuisesti. Yhtiöllä on johtava asema teollisuuden ja terveydenhuollon markkinoilla sekä seksuaalisen terveyden ja hyvinvoinnin aloilla maailmanlaajuisesti. Ansellin toiminta painottuu neljälle pääliiketoiminta-alueelle: Medical Solutions (Terveydenhuollon ratkaisut), Industrial Solutions (Teollisuuden ratkaisut), Specialty Markets (Erikoismarkkinat) ja Sexual Wellness (Seksuaalinen hyvinvointi). Lisää tietoa Ansellista ja sen tuotteista löydät osoitteesta www.ansell.eu.