



## EasiTex®-lämpöpeitteet

Kertakäyttöiset potilaslämmitystuotteet leikkaussaliin ja lyhytaikaiseen käyttöön

- Maksimilämmön varmistamiseksi asetetaan aina mahdollisimman lähelle kehoa
- Kevyt materiaali, painaa 50 % vähemmän kuin perinteinen peite
- Vie taiteltuna huomattavasti vähemmän tilaa kuin perinteinen peite
- Raaka-aineet polypropeeni ja polyester
- Palamisjäänteet hiilidioksidi ja vesi
- Ei sisällä luonnonkumia
- Täyttää pakolliset sairaalasängyille asetetut paloturvallisuusmääräykset SS8760001:2010 standardin mukaisesti
- Täyttää kuitupölyävyydelle asetetut vaatimukset EN 13795-3; 2006 mukaisesti
- Lämpötestattu SS-ISO 5085.1: 2005 mukaisesti (sairaalasängyt)



### Käyttöalueet:

- Ambulanssi
- Leikkaussali ja heräämö
- Kuvantaminen (radiologia)
- Osastot
- Teho-osastot
- Infektio-osastot



REF	Tuotekuvaus	Väri	Koko	Myyntipakkaus
ENG69150200	Lämpöpeite	valkoinen	150 x 200 cm	25 kpl
ENG6930	Lämmittelymyssy	valkoinen	30 cm	100 kpl
ENG693090	Jalanlämmitin	valkoinen	30 x 90 cm	75 kpl

### OneMed Oy

PL 10 (Metsäläntie 20), 00321 Helsinki  
www.onemed.fi  
Puh. 020 786 6810  
asiakaspalvelu@onemed.com

