



Terveysthuollon ohjeet (Lähde: www.thl.fi)

Terveysthuoltohenkilökunnan tulee olla varautunut mahdollisiin Ebolavirus-infektioihin henkilöillä, jotka ovat olleet epidemia-alueella 21 vuorokauden aikana ennen oireiden alkua. Sairastuneiden varhainen tunnistaminen on tärkeää henkilökunnan suojaamiseksi ja uusien tartuntojen ehkäisemiseksi. Läheinen kosketus sairastuneeseen, erityisesti tämän vereen tai eritteisiin, on tärkein tartuntareitti. Potilaan eritteiltä suojautuminen on keskeistä tartuntojen torjunnassa.

Ebola-pakkaus

Sisältö:

1 suojalasit

säädettävä joustonauha



1 hupullinen MICROMAX TS -haalari

jossa ommellut & teipatut saumat.
Antistaattinen käsittely. Vyötäröllä,
ranteissa ja nilkoissa joustonauhat.
Tuplasuojattu vetoketju.
Suojaustaso III,
tyypit 5 ja 6
(henkilösuojadirektiivi
89/686/ETY).



1 hengityssuojain SPIREOR® FFP3

taitettu, yksittäin
pakattu



2 paria käsineitä

Vihreät vuorilliset
nitrilikäsineet
Siniset vuorittomat
nitrilikäsineet



1 pari kengänsuojuksia, läpinäkyvä PE

1 rulla teippiä

kengänsuojusten
kiinnittämiseen



Ebola-pakkaus (haalariin koko XL)

Tuotenumero: **VALVSP352TF-07**

Myyntipakkaus: 6 kpl

OneMed Oy

PL 10 (Metsäläntie 20), 00321 Helsinki

www.onemed.fi

Puh. 020 786 6810

asiakaspalvelu@onemed.com

ONEMED