

## LAITESUOJAT

C-KAAREN SUOJAT



## C-KAAREN SUOJAT

Optimaalinen suojaus.  
Helppo suojaus.  
Innovatiivinen rakenne.







# Tuotemerkkikohtaisista ratkaisuksista yleispäteviin ratkaisuihin

Ecolabilla on laaja valikoima ratkaisuja kaikkiin terveydenhuollon suojaustarpeisiin. Ainutlaatuisista hybridileikkaussaleista uusimpiin siirrettäviin C-kaariin tavoitteemme on varmistaa, että saat kattavat ratkaisut yhdestä paikasta.

## SÄÄDETTÄVÄ C-KAAREN SUOJA KLIPSEILLÄ C-KAAREN SUOJA



Tämä innovatiivinen konsepti tarjoaa sinulle steriilin c-kaaren suojan, jonka yksi henkilö voi nopeasti kiinnittää. Säädettävät pidikkeet on helppo asentaa jokaiseen c-kaareen. Pidikkeiden ainutlaatuisen säädettävyyden ansiosta suoja voidaan käyttää lähes kaikkien tunnettujen siirrettävien c-kaarien kanssa.

Tämä merkiköhtäinen suojausratkaisu tarjoaa hyvän istuvuuden sekä Siemensin että Philipsin C-kaariin.

### C-KAAREN MALLI

### SUOSITELLUT SUOJAT

#### SIEMENS

Siemens	Säädettävä pidike	Pidike	Kaari	Järjestelmäkohtainen	II / FD suoja
<b>Interventional X-ray / Hybrid OR</b>					
Artis Zeego				17308	17599
Artis Pheno				17515	17599
<b>Liikkuva radiografia</b>					
<b>Siremobil-sarja</b>					
N4 / 2000 / Compact	17687				17587
ISO-C / ISO-C3D		17656			17599
<b>Arcadis-sarja</b>					
Varic	17687		8080462		17687
Orbic / Orbic 3D		17656			17599
Avantic	17687		17660		17599
<b>Cios-sarja</b>					
Connect /Select	17687		8080462		17687
Alpha			17661		17639
Fusion	17687				17639
Flow	17687			17315	17636
Spin 3D				17315	17636

II / FD suoja = kuvanvahvistimen / Flat Detectorin suoja

PHILIPS

C-KAAREN MALLI

SUOSITELLUT SUOJAT

Philips	Säädettävä pidike	Pidike	Kaari	Järjestelmäkohtainen	II / FD suoja
<b>Interventional X-ray / Hybrid OR</b>					
Allura FD10				17405	17639
Allura FD20				17400	17639
Allura FD20 w/navigation				17400 + FD20-01*	FD20-01
Azurion 7 C20 with FlexArm				17415	17639
<b>Liikkuva radiografia</b>					
<b>BV-sarja</b>					
17587	17687		17630		17599
BV25	17687		17630		17599
BV26	17686		17626		17587
BV29	17686		17626		17587
<b>Pulsera/Endura/Libra Series</b>					
Libra 6"	17686		17630		17599
Pulsera/Endura/Libra - kaikki 9"	17686		17668		17587
Pulsera/Endura/Libra - kaikki 12"	17687		17669		17587
<b>Veradius-sarja</b>					
Veradius	17687		17668		17587
Veradius Neo	17687		17675		17599
Veradius Vectra	17687		17675		17599
Veradius Unity	17687		17675		17599
<b>Zenition-sarja</b>					
Zenition 50 II 9"	17687		17668		17587
Zenition 50 II 12"	17687		17669		17587
Zenition 70 FD 12"	17686		17675		17598
Zenition 70 FD 15"	17686		17675		17639

\* Tulisi käyttää yhdessä

II / FD suoja = kuvanvahvistimen / Flat Detectorin suoja

ZIEHM

C-KAAREN MALLI

SUOSITELLUT SUOJAT

Ziehm	Säädettävä pidike	Pidike	Kaari	Järjestelmäkohtainen	II / FD suoja
<b>Liikkuva radiografia</b>					
Compact	17687				17587
7000	17687				17587
8000	17687				17587
Solo	17687				17587
Vision	17687				17587
Vision R	17687				17587
Vision FD Vario 3D	17687				17587
Vision RFD	17687				17587
Vision RFD 3D	17687				17639 tai 63630RT

II / FD suoja = kuvanvahvistimen / Flat Detectorin suoja

MINI C-KAAREN MALLI

SUOSITELLUT SUOJAT

HOLOGIC

HOLOGIC	Säädettävä pidike	Pidike	Kaari	Järjestelmäkohtainen	II / FD suoja
<b>Fluoroscan</b>					
					8888MEU
					8838M

II / FD suoja = kuvanvahvistimen / Flat Detectorin suoja

GENERAL  
ELECTRIC  
(GE)

## C-KAAREN MALLI SUOSITELLUT SUOJAT

GE	Säädettävä pidike	Pidike	Kaari	Järjestelmäkohtainen	II / FD suoja
<b>Interventional X-ray / Hybrid OR</b>					
Discovery IGS 730					63630RT
Discovery IGS 740					63630RT
<b>Liikkuva radiografia</b>					
<b>Stenoscopia</b>	17687				17648
<b>OEC Brivo Plus</b>					
Brivo 9"	17686	17680			17599
<b>OEC</b>					
7600	17687	17681			17648
7700 / 8800 / 9600 / 9800 / 9900 - All 9"	17686	17680			17599
7700 / 8800 / 9600 / 9800 / 9900 - All 12"	17687	17681			17648
<b>OEC One</b>	17687	17681			17648
<b>OEC Elite CFD</b>					
Ergo C / Super C	17687	17681			63630RT
<b>OEC Fluorostar</b>					
Compact / Compact2	17687	17681			17648
Compact Plus / Compact2 Plus	17687	17681			17648
<b>Mini C-kaaret</b>					
6600				C9-106MEU / C9-006M	
6800				C9-108M / C9-008MEU	
OEC Elite MiniView				C9-008MEU / 8888MEU	

II / FD suoja = kuvanvahvistimen / Flat Detectorin suoja

## MINI C-KAAREN MALLI SUOSITELLUT SUOJAT

## ORTHOSCAN

Orthoscan	Säädettävä pidike	Pidike	Kaari	Järjestelmäkohtainen	II / FD suoja
FD Pulse					8888MEU
FD OR					8888MEU
TAU 1512 / 1515 / 2020					8888MEU

II / FD suoja = kuvanvahvistimen / Flat Detectorin suoja

## C-KAAREN MALLI SUOSITELLUT SUOJAT

Yleiskäyttöiset suojat	Säädettävä pidike	Pidike	Kaari	Järjestelmäkohtainen	II / FD suoja
<b>Yleiskäyttöiset kaikkiin siirrettäviin C-kaariin</b>					2951UK
					2951AUK
					4951UK
					17636
					17315

II / FD suoja = kuvanvahvistimen / Flat Detectorin suoja

Lisätietoja suojien koosta ja pakkausmääristä on sivuilla 6 ja 7.

## C-KAAREN SUOJAT - I



Tuotenumero	Kuva	Kuvaus	Määrä/ pakkaus	Koko
890016		C-kaaren suoja, klipsit ja kumilenkit, joita ei ole valmistettu lateksista	6	104x165 cm
890017		C-kaaren suoja, klipsit ja kumilenkit, joita ei ole valmistettu lateksista	6	104x318 cm
4951UK 4951N*		C-kaaren liikkuva röntgensuoja	20 50	104x188 cm
4973UK		C-kaaren suoja, jossa on 137 cm:n jako ja tarrat sulkemista varten	20	104x230 cm
2951AUK 2951UK		Yksiosainen C-kaaren suoja	20	107x226 cm 152x267 cm
17515		Yksiosainen kuvanvahvistimen ja C-kaaren suoja mm. Siemens Pheno	20	91x304 cm
17315		C-kaari taskullinen suojasetti: 2 pyöreää laitesuojaa mm. Siemens Cios Spin 1 kiinnittyvä taskullinen suoja	25	127x63 cm 127x63 cm 51x216 cm

\* ei-steriili

## MINI C-VARSISUOJAT

Tuotenumero	Kuva	Kuvaus	Määrä/ pakkaus	Koko
8838M		Mini C-kaaren suoja Fluoroscanille	40	104x149 cm
8888MEU		C-kaaren suoja Fluoroscanille	40	137x198 cm
C9-106MEU		Mini C-kaaren suoja OEC 6600:lle	20	104x213 cm
C9-006M		Mini c-kaaren suojapakkaus OEC 6600:lle: 1 mini C-varsisuoja 1 kiinnittyvä paneelinsuoja 1 jalkapolkimen suoja	20	104x213 cm 76x30 cm 36x76 cm
C9-108M		Mini C-varsisuoja OEC 6800:lle	20	137x213 cm
C9-008MEU		Mini C-varsisuoja OEC 6800:lle: 1 C-kaaren suoja 1 paneelinsuoja tarralla 1 jalkapolkimen suoja	20	137x213 cm 76x30 cm 36x76 cm

## C-KAAREN SUOJAT - II



Tuotenumero	Kuvaus	Määrä/ pakkaus
17626	Philips BV29/BV300, 3-osainen, peittää kuvanvahvistimen, röntgenputken ja C-kaaren	16
17630	Philips BV25/BV26/Libra 6", 3-osainen, peittää kuvanvahvistimen, röntgenputken ja C-kaaren	16
17668	Philips Pulsera/Endura/Libra ja Veradius 9", 3-osainen, peittää kuvanvahvistimen, röntgenputken ja C-kaaren	16
17669	Philips Pulsera/Endura 12", 3-osainen, peittää kuvanvahvistimen, röntgenputken ja C-kaaren	16
17675	Philips Veradius / Neo / Unity, 3-osainen, peittää kuvanvahvistimen röntgenputken ja C-kaaren	16
17632	Siemens Siremobil N4, 3-osainen, peittää kuvanvahvistimen, röntgenputken ja C-kaaren. Tarrakiinnitys. Käytetään yhdessä tuotekoodin 17628 Siemens-aloitussarjan kanssa.	16
17647	Siemens Siremobil 2000 ja -Compact, 3-osainen, peittää kuvanvahvistimen, röntgensäiliön ja C:n, tarranauhakiinnitys. Käytetään yhdessä tuotekoodin 17628 Siemens-aloitussarjan kanssa.	16
8080462	Siemens Arcadis Varic, 3-osainen, peittää kuvanvahvistimen, röntgenputken ja C-kaaren	16
17656	Siemens Siremobil ISO-C/ISO-C 3D, Arcadis Orbic/Orbic 3D, 2-osainen, peittää kuvanvahvistimen, röntgenputken ja C-kaaren, klipseillä	16
17657	Siemens Siremobil ISO-C/ISO-C 3D, Arcadis Orbic/Orbic 3D, 1-osainen, peittää kuvanvahvistimen ja puolet C-kaaresta, klipseillä	32
17660	Siemens Arcadic Avantic, 3-osainen, peittää kuvanvahvistimen, röntgenputken ja C-kaaren	16
17661	Siemens Cios Alpha, 3-osainen, peittää kuvanvahvistimen, röntgenputken ja C-kaaren	20
17631	Ziehm, 3-osainen, peittää kuvanvahvistimen, röntgenputken ja C-kaaren, tarrakiinnitys. Käytetään yhdessä tuotekoodin 17634 Ziehm-aloitussarjan kanssa.	16
17634	Aloitussarja Ziehm, tarrakiinnitys ja paikannusarkki	1
17680	C-kaaren suojasetti. GE 9600/8800, 9" kuvanvahvistin	20
17681	C-kaaren suojasetti. GE 9600/9800/8800, 12" kuvanvahvistin	20
17682	C-kaaren suojasetti. GE 9600/9800/8800	20
17685	Säädettävä C-kaaren suoja klipseillä	30
17686	Säädettävä C-kaaren suoja klipseillä 9", 3-osainen, peittää kuvanvahvistimen/ Flat Detectorin, röntgenputken ja C-kaaren	20
17687	Säädettävä C-kaaren suoja klipseillä 12", 3-osainen, peittää kuvanvahvistimen/ Flat Detectorin, röntgenputken ja C-kaaren	20

## RATKAISUT HYBRIDI-LEIKKAUSSALEIHIIN

Tuotenumero	Kuvaus	Määrä/ pakkaus
17308	Siemens Zeego C-kaaren suojasetti	20
17515	Siemens Pheno kuvanvahvistimen ja C-kaaren suojasetti	20
17400	Philips Allura XPER FD20 C-kaaren suojasetti	20
17404N	Philips Allura pöydänsuoja 100x370 cm	20
17405	Philips Allura XPER FD10 C-kaaren suojasetti	20
17401N	Philips Allura tason suoja	20
FD20-01	Philips Allura FD20 kuvanvahvistimen suoja	25
TSM-01	Philipsin kosketusnäyttömoduulin suoja 50x61cm	25

# ECOLABIN TAVOITTEENA ON INFEKTIOIDEN VÄHENTÄMINEN SEKÄ POTILAAN JA HENKILÖKUNNAN TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN

Tarjoamme innovatiivisia ratkaisuja, joiden avulla voidaan vähentää tartuntatautien leviämiskä, suojella terveydenhuollon työntekijöitä kaikenlaisissa kliinisissä ympäristöissä ja parantaa hoidon tuloksia maksimoimalla sekä potilaiden että terveydenhuollon työntekijöiden suoja toimenpiteiden aikana.



## ECOLAB® OPERATING ROOM PROGRAM

### Tietoa Ecolab Healthcare

Ecolab Healthcare auttaa terveydenhuoltoa ja sairaaloita saavuttamaan kliinistä, toiminnallista ja taloudellista arvoa toistettavien ja mitattavissa olevien työkalujen avulla. Standardoidut prosessit ja digitaaliset alustat tarjoavat käyttökelpoisia tietoja ja mahdollisuuksia korjaaviin toimiin, jotka auttavat vähentämään infektioista aiheutuvia kustannuksia ja tehottomuutta sekä lisäävät henkilökunnan ja potilaiden turvallisuutta.

### Yhdessä voimme keskittyä ratkaisemaan päivittäiset haasteesi

Jos haluat lisätietoja ja keskustella käyttökokeilusta, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.



## ONEMED

Markkinointi: OneMed Oy  
PL 10 (Metsäläntie 20), 00321 Helsinki  
p. 020 786 68  
asiakaspalvelu@onemed.com  
www.onemed.fi

ECOLAB  
HEALTHCARE  
EUROPE  
Richtistrasse 7  
8304 Wallisellen  
Sveitsi



MICROTEK MEDICAL, INC.  
1 Ecolab Place  
St. Paul, MN 55102 U.S.A.  
www.microtekmed.com



MICROTEK MEDICAL B.V.  
Hekkehorst 24  
7207 BN Zutphen  
Alankomaat



MICROTEK MEDICAL  
MALTA LTD.  
Sorbonne Centre F20,  
Mosta Technopark,  
MST3000, Mosta Malta



Microtek Medical B.V.  
Hekkehorst 24  
7207 BN Zutphen  
Alankomaat



www.ecolab.com