



LAITESUOJAT

ANTURIEN SUOJARATKAISUT

ULTRAÄÄNIANTURIEN SUOJARATKAISUT

Oikea ratkaisu

Ultraäänianturien suojien tärkein etu on se, että ne minimoivat tartuntatautien leviämisen riskin potilaille tai hoitohenkilökunnalle. Ecolab tarjoaa sopivan ratkaisun kaikille lääketieteen aloille, joissa käytetään ultraääntä.

Edistyksellinen teknologia

Ultracover™-mallisto valmistetaan innovatiivisesta polyisopreenista, ja siinä käytetään edistyksellistä valmistusprosessia. Tuloksena on äärimmäisen helppokäyttöinen ja suorituskykyinen suoja, jota ei ole valmistettu lateksista.

Polyisopreenin molekyyli rakenne on niin lähellä luonnonkumilateksin molekyyli rakennetta, että se tuntuu lateksisuojalta. Erona on se, että tämä innovatiivinen tuotevalikoima on 100-prosenttisesti synteettinen.

Täydellinen valikoima

Ecolab tarjoaa täydellisen valikoiman kertakäyttöisiä suojia ultraääniantureiden turvalliseen ja hygieeniseen käyttöön. Ecolab Ultracover™ -suojien laaja valikoima koostuu korkealaatuisista käyttäjäturvallisista tuotteista, eikä niiden valmistuksessa käytetä lateksia.

Tarrasuojat

Innovatiivisessa anturin suojassa on tarrakärki, joka kiinnittää anturin suojan anturiin. Tämä lyhentää aikaa, joka tarvitaan anturin valmisteluun toimenpiteitä varten. Koska suojan sisäpuolella ei tarvita geeliä, anturia ei tarvitse puhdistaa toimenpiteen jälkeen.



✓ SÄÄSTÄ AIKAA

✓ ANTURI ON NOPEASTI
TAAS KÄYTTÖVALMIS

✓ EHKÄISEE
KONTAMINAATION

✓ SUOJAA LAITTEITA

✓ SUOJAA POTILASTA

✓ SUOJAA HENKILÖSTÖÄ

GYNEKOLOGIA/UROLOGIA - EI SISÄLLÄ LATEKSIA



Tuote-numero	Kuvaus	Koko	Myyntipakkaus kpl	Lateksi	Steriili	Taitettu/rullattu	Kaapelin suojus
88660	PIP Ultracover™	20 x 300 mm	10	Ei	Kyllä	Taitettu	60 x 1500 mm
88662	PIP Ultracover™	20 x 300 mm	100	Ei	Ei	Rullattu	-
88664	PIP Ultracover™	26 x 300 mm	10	Ei	Kyllä	Rullattu	-
88663	PIP Ultracover™	26 x 300 mm	100	Ei	Ei	Rullattu	-
88673	PIP Ultracover™	30 x 300 mm	10	Ei	Kyllä	Rullattu	-
88676	PIP Ultracover™	30 x 300 mm	100	Ei	Ei	Rullattu	-
88632	PIP Ultracover™	36 x 300 mm	10	Ei	Kyllä	Rullattu	-
88681	PIP Ultracover™	36 x 300 mm	10	Ei	Kyllä	Rullattu	80 x 2000 mm
88704	PIP Ultracover™	36 x 300 mm	100	Ei	Ei	Rullattu	-
87200	Ultracover™ Polyurethane	20/48/300 mm	50	Ei	Ei	Taitettu	-

RADIOLOGISET ANTURIEN SUOJAT - EI SISÄLLÄ LATEKSIA



Tuote-numero	Kuvaus	Koko	Myyntipakkaus kpl	Lateksi	Steriili	Taitettu/rullattu	Kaapelin suojus
88694	PIP Ultracover™	40 x 300 mm	10	Ei	Kyllä	Rullattu	-
88684	PIP Ultracover™	40 x 300 mm	100	Ei	Ei	Rullattu	-
88675	PIP Ultracover™	50 x 300 mm	10	Ei	Kyllä	Rullattu	-
88612	PIP Ultracover™	50 x 300 mm	100	Ei	Ei	Rullattu	-
88653	PIP Ultracover™	60 x 300 mm	100	Ei	Ei	Taitettu	-
88656	PIP Ultracover™	60 x 300 mm	10	Ei	Kyllä	Taitettu	150 x 1500 mm
88667	PIP Ultracover™	60 x 300 mm	10	Ei	Kyllä	Taitettu	-
88619	PIP Ultracover™	70 x 300 mm	10	Ei	Kyllä	Taitettu	-
88633	PIP Ultracover™	80 x 300 mm	10	Ei	Kyllä	Taitettu	-
88686	PIP Ultracover™	80 x 300 mm	10	Ei	Kyllä	Taitettu	150 x 1500 mm
88621	PIP Ultracover™	90 x 300 mm	10	Ei	Kyllä	Taitettu	150 x 1500 mm
88703	PIP Ultracover™	90 x 300 mm	10	Ei	Kyllä	Taitettu	-

KIRURGISTEN / INTRAOPERATIIVISTEN ANTURIEN SUOJAT - EI SISÄLLÄ LATEKSIA



Tuote-numero	Kuva	Kuvaus	Koko	Myyntipakkaus kpl	Lateksi	Steriili	Taitettu/rullattu
PC1288EU		Kirurgisten / intraoperatiivisten anturien suojat	10 x 122 cm	20	Ei	Kyllä	Taitettu
PC1289EU		Kirurgisten / intraoperatiivisten anturien suojat	13 x 122 cm	20	Ei	Kyllä	Taitettu
PC1290EU PC1290N*		Kirurgisten / intraoperatiivisten anturien suojat	15 x 122 cm	20 100	Ei	Kyllä	Taitettu
PC1293		Kirurgisten / intraoperatiivisten anturien suojat	8 x 244 cm	20	Ei	Kyllä	Taitettu
PC1295EU PC1295N*		Kirurgisten / intraoperatiivisten anturien suojat	10 x 244 cm	20 100	Ei	Kyllä	Taitettu
PC1308EU PC1308N*		Kirurgisten / intraoperatiivisten anturien suojat	12 x 244 cm	20 100	Ei	Kyllä	Taitettu
PC1292EU PC1292NEU*		Kirurgisten / intraoperatiivisten anturien suojat	15 x 244 cm	20 100	Ei	Kyllä	Taitettu
PC3787EU PC3787N*		Kirurgisten / intraoperatiivisten anturien suojat Suora kärki	13 x 244 cm	20 100	Ei	Kyllä	Taitettu
PC3687EU PC3687N*		Kirurgisten / intraoperatiivisten anturien suojat Pieni T-kärki	15 x 244 cm	20 100	Ei	Kyllä	Taitettu
PC4515EU		Kirurgisten / intraoperatiivisten anturien suojat Suuri T-kärki	15 x 244 cm	20	Ei	Kyllä	Taitettu
PC1153		Kirurgisten / intraoperatiivisten anturien suojat L-kärki	13 x 244 cm	20	Ei	Kyllä	Taitettu



Kaikki edellä mainitut steriilit tuotteet sisältävät kuminauhoja, joita ei ole valmistettu lateksista sekä teippiliuskoja ja geeliä.

* ei-steriili, kaikki edellä mainitut ei-steriilit tuotteet sisältävät ainoastaan anturin suojuksen eivätkä sisällä paperikääreitä, geeliä, kuminauhoja tai teippiliuskoja.

YLEISKÄYTTÖISET ANTURISUOJAT - EIVÄT SISÄLLÄ LATEKSIA



Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Myyntipakkaus kpl	Lateksi	Steriili	Taitettu/rullattu
PC1419EU	Yleiskäyttöinen anturin suoja	5 x 61 cm	20	No	Yes	Folded
PC1297EU PC1230EU*	Yleiskäyttöinen anturin suoja	8 x 61 cm	20 100	No	Yes Yes	Folded
PC1296EU	Yleiskäyttöinen anturin suoja	10 x 61 cm	20	No	Yes	Folded
PC1291EU	Yleiskäyttöinen anturin suoja	13 x 61 cm	20	No	Yes	Folded
PC1416EU	Yleiskäyttöinen anturin suoja	15 x 61 cm	20	No	Yes	Folded

Kaikki edellä mainitut steriilit tuotteet sisältävät kuminauhoja, joita ei ole valmistettu lateksista sekä teippiliuskoja ja geeliä.

*PC1230EU sisältää vain anturin suojan.



Skannaa koodi katsoaksesi
TOE-anturisuojavideon
<https://youtu.be/JjqEPgRsVml>



KARDIOLOGIA / TOE-SUOJAT - LATEKSI



Tuote-numero	Kuvaus	Koko	Myyntipakkaus kpl	Lateksi	Steriili	Taitettu/rullattu
86590	TOE-suoja	25/11/1000 mm	10	Kyllä	Kyllä	Taitettu
86602	TOE-suoja	25/11/1000 mm	10	Kyllä	Ei	Taitettu
86592	TOE-sarja (sis. purentasuojan, geelin ja applikaattorin)	25/11/1000 mm	12	Kyllä	Kyllä	Taitettu
86599	TOE-suoja	32/10/1000 mm	10	Kyllä	Ei	Taitettu
86593	TOE-sarja pediatrinen (sis. purentasuojan, geelin ja applikaattorin)	17/11/650 mm	12	Kyllä	Kyllä	Taitettu

KARDIOLOGIA / TOE-SUOJAT - EI VALMISTETTU LATEKSISTA



Tuote-numero	Kuvaus	Koko	Myyntipakkaus kpl	Lateksi	Steriili	Taitettu/rullattu
87110	TOE-suoja polyuretaani	25/11/1000 mm	10	Ei	Kyllä	Taitettu
87602	TOE-suoja polyuretaani	25/11/1000 mm	10	Ei	Ei	Taitettu
87114	TOE-suoja polyuretaani	30/11/1000 mm	10	Ei	Kyllä	Taitettu
87106	TOE-sarja, polyuretaani (sis. purentasuojan, geelin ja applikaattorin)	25/11/1000 mm	12	Ei	Kyllä	Taitettu
87111	TOE-sarja Polyuretaani (sis. purentasuojan, ruiskun ja geelin)	30/11/1000 mm	12	Ei	Kyllä	Esikoottu kätevään applikaattorin kanssa

GAMMA-ANTURIN SUOJA - EI SISÄLLÄ LATEKSIA

Tuote-numero	Kuvaus	Koko	Myyntipakkaus kpl	Lateksi	Steriili	Taitettu/rullattu
GPC396EU	Gamma-anturin suoja	8 x 244 cm	20	Ei	Kyllä	Taitettu

LAPAROSKOPIA ULTRAÄÄNI - EI SISÄLLÄ LATEKSIA

Tuote-numero	Kuvaus	Koko	Myyntipakkaus kpl	Lateksi	Steriili	Taitettu/rullattu
16565	Laparoskopia setti	Anturin suoja 11/60 mm kartiomainen sisämitta X 520 mm pituus	5	Ei	Kyllä	Taitettu

INTERTEMP LÄMPÖTILA-ANTURIN SUOJAT - LATEKSI



Tuote-numero	Kuvaus	Koko	Myyntipakkaus kpl	Lateksi	Steriili
503191	Intertemp	5 x 200 mm	100	Kyllä	Ei
503190	Intertemp	5 x 200 mm	50	Kyllä	Kyllä
503140	Ruokatorvi intertemp	8 x 400 mm	50	Kyllä	Kyllä
503141	Ruokatorvi intertemp	8 x 400 mm	100	Kyllä	Ei


INTERTEMP LÄMPÖTILA-ANTURIN SUOJUKSET - EI SISÄLLÄ LATEKSIA



Tuote-numero	Kuvaus	Koko	Myyntipakkaus kpl	Lateksi	Steriili
88450	Intertemp	5 x 200 mm	100	Ei	Ei
583141	Ruokatorvi intertemp	8 x 400 mm	100	Ei	Ei



**HELPOMPI KÄYTTÄÄ.
HELPOMPI PUHDISTAA.
KUVANLAATU EI MUUTU.**



Skannaa koodi katsoaksesi Adhesion™ -anturisuojavideon

ADHESION™-ANTURISUOJAT


Näissä suojoissa on tarrakärki, joka kiinnittää suojan anturiin, mikä lisää nopeutta ja helppokäyttöisyyttä.

Perinteisiin suojiin verrattuna Adhesion-suoja vähentää aikaa, jota tarvitaan anturin valmisteluun toimenpiteitä varten. Koska suojan sisäpuolelle ei tarvitse laittaa geeliä, anturia ei tarvitse puhdistaa toimenpiteen jälkeen.

- ▲ Helpompi käyttää
- ▲ Lääkinnällistä laatua oleva liima kiinnittää suojan anturiin
- ▲ Helpompi puhdistaa
- ▲ Kuvanlaatu ei muutu
- ▲ Suojan sisällä ei tarvita geeliä
- ▲ Anturiin ei jää jäämiä

ADHESION-ANTURISUOJAT



Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Myyntipakkaus kpl
 APC1296	Adhesion-yleissuoja geelillä	10 X 60 cm	20
 APC1291	Adhesion-yleissuoja geelillä	13 X 60 cm	20
 APC1416	Adhesion-yleissuoja geelillä	15 X 60 cm	20
 APC1288	Adhesion-yleissuoja geelillä	10 X 122 cm	20
 APC1289	Adhesion-yleissuoja geelillä	13 X 122 cm	20
 APC1290	Adhesion-yleissuoja geelillä	15 X 120 cm	20
 APC1295	Adhesion intraoperatiivisen anturin suoja geelillä	10 X 240 cm	20
 APC1308	Adhesion intraoperatiivisen anturin suoja geelillä	13 X 244 cm	20
 APC1292	Adhesion intraoperatiivisen anturin suoja geelillä	15 X 240 cm	20
 APC1292S	Adhesion intraoperatiivisen anturin suoja, suora kärki geelillä	15 X 240 cm	20

“Tarrakärki toimii todella hyvin ilman geeliä”



ECOLABIN TAVOITTEENA ON INFEKTIOIDEN VÄHENTÄMINEN SEKÄ POTILAAN JA HENKILÖKUNNAN TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN

Tarjoamme innovatiivisia ratkaisuja, joiden avulla voidaan vähentää tartuntatautien leviämiskä, suojella terveydenhuollon työntekijöitä kaikenlaisissa kliinisissä ympäristöissä ja parantaa hoidon tuloksia maksimoimalla sekä potilaiden että terveydenhuollon työntekijöiden suoja toimenpiteiden aikana.



ECOLAB® OPERATING ROOM PROGRAM

Tietoa Ecolab Healthcare

Ecolab Healthcare auttaa terveydenhuoltoa ja sairaaloita saavuttamaan kliinistä, toiminnallista ja taloudellista arvoa toistettavien ja mitattavissa olevien työkalujen avulla. Standardoidut prosessit ja digitaaliset alustat tarjoavat käyttökelpoisia tietoja ja mahdollisuuksia korjaaviin toimiin, jotka auttavat vähentämään infektioista aiheutuvia kustannuksia ja tehottomuutta sekä lisäävät henkilökunnan ja potilaiden turvallisuutta.

Yhdessä voimme keskittyä ratkaisemaan päivittäiset haasteesi

Jos haluat lisätietoja ja keskustella käyttökokeilusta, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.



ONEMED

Markkinointi: OneMed Oy
PL 10 (Metsäläntie 20), 00321 Helsinki
p. 020 786 6810
asiakaspalvelu@onemed.com
www.onemed.fi

ECOLAB
HEALTHCARE
EUROPE
Richtistrasse 7
8304 Wallisellen
Sveitsi



MICROTEK MEDICAL, INC.
1 Ecolab Place
St. Paul, MN 55102 U.S.A.
www.microtekmed.com



MICROTEK MEDICAL B.V.
Hekkehorst 24
7207 BN Zutphen
Alankomaat



MICROTEK MEDICAL
MALTA LTD.
Sorbonne Centre F20,
Mosta Technopark,
MST3000, Mosta Malta



Microtek Medical B.V.
Hekkehorst 24
7207 BN Zutphen
Alankomaat



www.ecolab.com