



ENCORE® NON-LATEX PI HYBRID

LATEKSION, ILMAN DPG:TÄ OLEVA KÄSINE SOPII TÄYDELLISESTI YLEISKIRURGIAAN

Encore® Non-Latex PI Hybrid on puuteriton leikkauksäksine, joka on valmistettu ainutlaatuisesta synteettisten ristikoiden seoksesta (polyisopreeni ja polykloropreeni). Käksineessä ei ole lateksiproteiineja, mikä tekee siitä turvallisen lateksiherkille (tyyppi I) terveydenhuollon ammattilaisille ja potilaille.

Encore® Non-Latex PI Hybrid on DPG:tä sisältämätön vaihtoehto terveydenhuollon ammattilaisille, joilla on lateksin ja kemikaalien aiheuttamia allergioita, mikä on kasvava ongelma.

Tämä uusi käsine suojaa terveydenhuollon ammattilaisia ja potilaita ihoreaktioiden muita aiheuttajia vastaan erityisillä ominaisuuksilla, kuten kaseiniin koostumus, jolla minimoidaan eläinproteiiniin aiheuttamat reaktiot, ja polymeeripinnoite ilman CPC:tä, mikä ehkäisevät setylylpyrimidiumkloridin (CPC) aiheuttamaa ärsytystä.

Encore® Non-Latex PI Hybrid -käsineen muotoilu on erityinen: kaareva istuvuus ja suurempi leveys kämmenen kohdalla. Tämä vähentää painetta rasitukselle altistuvilla alueilla, kuten kämmenpäkiä ja kämmen. Tuloksena on hyvä käyttömukavuus käyttäjälle, mikä on erityisen arvokasta pitkien leikkaustoimenpiteiden aikana. Ansell's SureFit™ -teknologia auttaa estämään rannekkeen rullautumisen alas ja varmistaa varman ja mukavan istuvuuden.

Luonnonvalkoinen väri tekee siitä ihanteellisen lateksittomiin kaksokäsineratkaisuihin yhdessä vihreän Encore® Non-Latex PI -aluskäsineen kanssa

TUOTEKUVAUS

Materiaali	Synteettinen polyisopreeni ja neopreeni
Väri	Luonnonvalkoinen
Muotoilu	Anatominen
Ranneke	SureFit™ technology: Kohoreunainen ranneke tarranauhalla
Ulkopinta	Mikrokuvioitu, kloorattu ja silikonoitu
Sisäpinta	Polyuretaanipinnoitus ja silikonoitu

KOKO/OneMed-tuotekoodi (lisää alkuun ANS)

5.5	354231	6	354232
6.5	354233	7	354234
7.5	354235	8	354236
8.5	354237	9	354238

ENCORE®-käsineet on suunniteltu ja valmistettu kirurgeille, leikkaussalihoitajille ja leikkaussaliavustajalle, jotka tarvitsevat suojausta ja turvallisuutta sekä kehittyneitä ergonomisia, kätevyttä ja mukavuutta. ENCORE®-käsineet tarjoavat käsille suojausta, joka nostaa käyttäjien luottamusta, ja ne tarjoavat optimaalista käyttömukavuutta leikkauksen aikana.

Synteettinen, puuteriton ja steriili polyisopreeni- ja neopreenileikkauksäksine

MD-luokka IIa
 Rekisteröivä viranomainen: British Standards Institution (0086): MD
 Lue huolellisesti tuotteen mukana tuleva käyttöohjelehtinen tarpeen mukaan. Vain kertakäyttöön. Steriili ellei pakkausta ole avattu tai pakkaus ole vahingoittunut.

Ref-19516-20200828

Ansell on maailmanlaajuisesti johtava terveyden ja turvallisuuden suojaratkaisuja tarjoava yritys, jonka ylivoimaiset tuotteet parantavat ihmisten hyvinvointia. Yhtiöllä on toimintaa Pohjois-Amerikassa, Latinalaisessa Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa ja se työllistää yli 13 000 ihmistä maailmanlaajuisesti. Yhtiöllä on johtava asema teollisuuden ja terveydenhuollon markkinoilla sekä seksuaalisen terveyden ja hyvinvoinnin aloilla maailmanlaajuisesti. Ansellin toiminta painottuu neljälle pääliiketoiminta-alueelle: Medical Solutions (Terveydenhuollon ratkaisut), Industrial Solutions (Teollisuuden ratkaisut), Specialty Markets (Erikoismarkkinat) ja Sexual Wellness (Seksuaalinen hyvinvointi). Lisää tietoa Ansellista ja sen tuotteista löydät osoitteesta www.ansell.eu.