



GAMMEX® LATEX MICRO

PARANNETTU HERKKYYS JA OTEPITÄVYYS, SUUNNITELTU ERITYISESTI MIKKOKIRURGIAAN

GAMMEX® Latex Micro -leikkauskäsine on suunniteltu erityisesti mikrokirurgisiin toimenpiteisiin. Se tarjoaa varman otepitävyyden ja se on helppo pukea sekä märkiin että kuiviin käsiin.

Sen ohut lateksikalvo (15 % ohuempi kuin tavalliset lateksileikkauskäsineet, kuten GAMMEX® Latex) tarjoaa parannettua herkkyyttä ja samalla ylläpitää korkeat suojausominaisuudet. GAMMEX® Latex Micro -käsineen mikrokarhennettu ulkopinta tarjoaa 12 % paremman otepitävyyden kuin GAMMEX® Latex ja mahdollistaa paremman otteen hallinnan tarkkuutta vaativien toimenpiteiden aikana sekä märissä että kuivissa olosuhteissa.

GAMMEX® Latex Micro -käsineet on helppo pukea myös kosteisiin käsiin, ja ne tarjoavat kaikki ne ominaisuudet, joista GAMMEX®-merkki on tunnettu: pehmeä ja mukava istuvuus, korkeatasoinen suojaus ja alhainen allergisuus. Varren tarranauha varmistaa varman pidon leikkausvaatteista ja ruskea väri vähentää heijastusten haittoja mikrokirurgisissa toimenpiteissä käytettävistä vahvoista valonlähteistä.

Käsineen pukeminen on nopeaa ja helppoa myös kosteilla käsillä vesipohjaisen synteettisen (polyuretaani) sisäpinnoitteen ansiosta, joka yhdistää sekä hydrofiiliset että hydrofobiset komponentit. Käyttäjälle tämä tarkoittaa, että käsineen käyttö on nopeaa ja helppoa: käsinettä voidaan käyttää kaksinkertaisena ja se tekee vaihdot toimenpiteiden välillä nopeiksi ja ongelmattomiksi.

TUOTEKUVAUS

Materiaali	Luonnonkumilateksi
Väri	Vaaleanruskea
Muotoilu	Anatominen
Ranneke	Suora ranneke, tarranauhalla
Ulkopinta	Mikrokuviointu, kloorattu ja silikonoitu
Sisäpinta	Polyuretaanipinnoitus ja silikonoitu

KOKO/OneMed-tuotekoodi (lisää alkuun ANS)

5.5	330052055	6	330052060
6.5	330052065	7	330052070
7.5	330052075	8	330052080
8.5	330052085	9	330052090

GAMMEX®, innovatiivisin ja teknologisesti edistynein leikkauskäsineiden tuotesarja, tarjoaa kirurgeille, leikkaussalihoitajille, leikkaussaliavustajille ja potilaille heidän tarvitsemaansa aktiivista suojausta ja äärimmäistä suorituskykyä. Laajan käytettävissä olevan vaiikoiman ansiosta GAMMEX®-leikkauskäsineet tarjoavat korkeimman tason mukautettua suojausta ulkoisia uhkia, allergisia ihoreaktioita sekä bakteeri- ja virustartuntoja vastaan kaikissa leikkausympäristöissä.

Luonnonlateksinen puteriton steriili leikkauskäsine

MD-luokka IIa ja PPE-kat. III
 Rekisteröivä viranomainen: British Standards Institution (0086): MD, British Standards Institution (0086): PPE
 Lue huolellisesti tuotteen mukana tuleva käyttöohjelehtinen tarpeen mukaan. Vain kertakäyttöön. Steriili ellei pakkausta ole avattu tai pakkaus ole vahingoittunut. Tämä tuote sisältää lateksia, joka saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita, mukaan lukien anafylaktisia reaktioita.

Ref-26636-20200828

Ansell on maailmanlaajuisesti johtava terveyden ja turvallisuuden suojaratkaisuja tarjoava yritys, jonka ylivoimaiset tuotteet parantavat ihmisten hyvinvointia. Yhtiöllä on toimintaa Pohjois-Amerikassa, Latinalaisessa Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa ja se työllistää yli 13 000 ihmistä maailmanlaajuisesti. Yhtiöllä on johtava asema teollisuuden ja terveydenhuollon markkinoilla sekä seksuaalisen terveyden ja hyvinvoinnin aloilla maailmanlaajuisesti. Ansellin toiminta painottuu neljälle pääliiketoiminta-alueelle: Medical Solutions (Terveydenhuollon ratkaisut), Industrial Solutions (Teollisuuden ratkaisut), Specialty Markets (Erikoismarkkinat) ja Sexual Wellness (Seksuaalinen hyvinvointi). Lisää tietoa Ansellista ja sen tuotteista löydät osoitteesta www.ansell.eu.