



GAMMEX® LATEX UNDERGLOVE

LUOTETTAVIMMAN SUOJAUKSEN SAA SEN ALLA OLEVA KUMPPANI

Kaksoiskäsineiden (kahden käsineparin pitäminen päällekkäin) käyttö yhdistettynä käsineiden säännölliseen vaihtamiseen on todennäköisesti yksi tehokkaimmista tavoista vähentää altistumista veren kautta kulkeutuvilla patogeeneille, koska se vähentää potentiaalisten altistumisen määrää kertoimella 10.

Kaksoiskäsineen käyttö vähentää huomattavasti sisemmän käsineen reikiintymisnopeutta. Se on erityisen tehokas vihreän GAMMEX® Latex Underglove -käsineen kanssa, joka tarjoaa vahvan suojan infektioilta ja loistavan repäisykestävyyden. Tämä antaa tehokkaan suojan viruspenetraatiota vastaan ja samalla käsineen sisäpinnoite kestää hyvin alkoholipohjaisia desinfiointiaineita.

Sekä käsineiden kosteana pukeminen että nopea vaihto leikkausten välillä on helppoa käsineiden polyuretaanivuoreen integroituvan HydraSoft®-teknologian ansiosta.

GAMMEX® Latex Underglove minimoi käsien väsymistä valmistusprosessin aikana käytettyjen erityisten muottien ansiosta. Sen arvostettu muotoilu, mukaan lukien tarranauha suoran rannekkeen päällä, helpottaa painetta kynnarvarressa leikkauksen aikana.

TUOTEKUVAUS

Materiaali	Luonnonkumilateksi
Väri	Vihreä
Muotoilu	Anatominen
Ranneke	Suora ranneke, tarranauhalla
Ulkopinta	Mikrokuvioitu, kloorattu ja silikonoitu
Sisäpinta	Polyureetaanipinnoitettu ja kosteutettu: HydraSoft®-pinnoite

KOKO/OneMed-tuotekoodi (lisää alkuun ANS)

5.5	330050055	6	330050060
6.5	330050065	7	330050070
7.5	330050075	8	330050080
8.5	330050085	9	330050090

GAMMEX®, innovatiivisin ja teknologisesti edistynein leikkauskäsineiden tuotesarja, tarjoaa kirurgeille, leikkaussalihoitajille, leikkaussaliavustajille ja potilaille heidän tarvitsemaansa aktiivista suojausta ja äärimmäistä suorituskykyä. Laajan käytettävissä olevan valikoiman ansiosta GAMMEX®-leikkauskäsineet tarjoavat korkeimman tason mukautettua suojausta ulkoisia uhkia, allergisia ihoreaktioita sekä bakteeri- ja virustartuntoja vastaan kaikissa leikkausympäristöissä.

Luonnonlateksinen puuteriton steriili leikkauskäsine

MD-luokka IIa ja PPE-kat. III
 Rekisteröivä viranomainen: British Standards Institution (0086): MD, British Standards Institution (0086): PPE
 Lue huolellisesti tuotteen mukana tuleva käyttöohjelehtinen tarpeen mukaan. Vain kertakäyttöön. Steriili ellei pakkausta ole avattu tai pakkaus ole vahingoittunut. Tämä tuote sisältää lateksia, joka saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita, mukaan lukien anafylaktisia reaktioita.

Ref-26636-20200828

Ansell on maailmanlaajuisesti johtava terveyden ja turvallisuuden suojaratkaisuja tarjoava yritys, jonka ylivoimaiset tuotteet parantavat ihmisten hyvinvointia. Yhtiöllä on toimintaa Pohjois-Amerikassa, Latinalaisessa Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa ja se työllistää yli 13 000 ihmistä maailmanlaajuisesti. Yhtiöllä on johtava asema teollisuuden ja terveydenhuollon markkinoilla sekä seksuaalisen terveyden ja hyvinvoinnin aloilla maailmanlaajuisesti. Ansellin toiminta painottuu neljälle pääliiketoiminta-alueelle: Medical Solutions (Terveydenhuollon ratkaisut), Industrial Solutions (Teollisuuden ratkaisut), Specialty Markets (Erikoismarkkinat) ja Sexual Wellness (Seksuaalinen hyvinvointi). Lisää tietoa Ansellista ja sen tuotteista löydät osoitteesta www.ansell.eu.