



GAMMEX® NON-LATEX

SEURAAVAN SUKUPOLVEN KÄSINERATKAISU ALLERGIOIDEN EHKÄISYYN.

Ansellin innovatiivinen GAMMEX® Non-Latex -leikkauskäsine on tänään yksi turvallisimmista ratkaisuista yksilöllisiin allergisiin reaktioihin markkinoilla.

GAMMEX® Non-Latex -käsine ei sisällä lateksiproteiineja tai kiihdytinkemikaaleja, joten se sopii estämään tyyppin I allergioita ja minimoimaan tyyppin IV allergioiden riskiä terveydenhuollon ammattilaisille ja potilaille. Osana Ansellin GAMMEX®-valikoimaa GAMMEX® Non-Latex yhdistää mukavuuden erinomaiseen reikiintymis- ja repäisykestävyyteen ylläpitäen vakiintuneen herkkyyden ja erinomaisen otepitävyyden maineen sekä määrissä että kuivissa olosuhteissa.

Käsine on valmistettu käyttämällä erityistä muottia, joka antaa kaarevan istuvuuden ja suuremman leveyden kädelle. Tämä vähentää painetta rasitukselle altistuvilla alueilla, kuten peukalonpää ja kämmen. Tuloksena hyvä käyttömukavuus, mikä on erityisen tärkeää pitkien leikkaustoimenpiteiden aikana.

Erytisen pitkä ranneke tarranauhalla tarjoaa paremman pidon hihasta ja estää alas rullautumista.

Käsine on erittäin kestävä alkoholille ja laajalle valikoimalle kemikaaleja. Lisäksi se on hyvin kestävä viruspenetraatiota vastaan, mikä on todettu kattavissa AVPP-testeissä (katso AVPP-esite).

TUOTEKUVAUS

Materiaali	Neopreeni
Väri	Vihreä
Muotoilu	Anatominen
Ranneke	Suora ranneke, tarranauhalla
Ulkopinta	Mikrokuvioitu, kloorattu ja silikonoitu
Sisäpinta	Polyuretaanipinnoitus ja silikonoitu

KOKO/OneMed-tuotekoodi (lisää alkuun ANS)

5.5	340006055	6	340006060
6.5	340006065	7	340006070
7.5	340006075	8	340006080
8.5	340006085	9	340006090

GAMMEX®, innovatiivisin ja teknologisesti edistynein leikkauskäsineiden tuotesarja, tarjoaa kirurgeille, leikkaussalihoitajille, leikkaussaliavustajille ja potilaille heidän tarvitsemaansa aktiivista suojausta ja äärimmäistä suorituskyykyä. Laajan käytettävissä olevan valikoiman ansiosta GAMMEX®-leikkauskäsineet tarjoavat korkeimman tason mukautettua suojausta ulkoisia uhkia, allergisia ihoreaktioita sekä bakteeri- ja virustartuntoja vastaan kaikissa leikkausympäristöissä.

Puuteriton steriili neopreenileikkauskäsine

MD-luokka IIa ja PPE-kat. III
Rekisteröivä viranomainen: British Standards Institution (0086): MD, British Standards Institution (0086): PPE
Lue huolellisesti tuotteen mukana tuleva käyttöohjelehtinen tarpeen mukaan. Vain kertakäyttöön. Steriili ellei pakkausta ole avattu tai pakkaus ole vahingoittunut.

Ref-26636-20200828

Ansell on maailmanlaajuisesti johtava terveyden ja turvallisuuden suojaratkaisuja tarjoava yritys, jonka ylivoimaiset tuotteet parantavat ihmisten hyvinvointia. Yhtiöllä on toimintaa Pohjois-Amerikassa, Latinalaisessa Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa ja se työllistää yli 13 000 ihmistä maailmanlaajuisesti. Yhtiöllä on johtava asema teollisuuden ja terveydenhuollon markkinoilla sekä seksuaalisen terveyden ja hyvinvoinnin aloilla maailmanlaajuisesti. Ansellin toiminta painottuu neljälle pääliiketoiminta-alueelle: Medical Solutions (Terveydenhuollon ratkaisut), Industrial Solutions (Teollisuuden ratkaisut), Specialty Markets (Erikoismarkkinat) ja Sexual Wellness (Seksuaalinen hyvinvointi). Lisää tietoa Ansellista ja sen tuotteista löydät osoitteesta www.ansell.eu.