



## Lattiavaaka H151-00-7

Suurella siirrettävällä digitaalisella näytöllä varustettu lattiavaaka on tarkoitettu terveydenhoitohenkilökunnan käyttöön. Näytön voi sijoittaa seinälle, pöydälle tai lattialle. Leveä silikoninen punnitusala on mukava ja turvallinen. Automaattinen BMI-toiminto.



### Tekniset tiedot

- EU-OIML luokka III
- MDD-hyväksytty
- Kapasiteetti 250 kg
- Tarkkuus 100 g
- Paino 6,5 kg
- Tason koko 375 x 375 mm
- Valmistaja G&P Lidén Weighing AB, Ruotsi
- Tuotenumero LIDM34008

### Ominaisuudet

- Liikkeenvakaaja
- BMI-toiminto
- Nollaus/Hold/Print
- 20 mm LCD-näyttö taustavalolla
- Säädetty näytön kulma
- RS232- ja USB-portti
- Bluetooth lisävarusteena
- Sisältää virtalähteen ja ladattavan akun



### Panostamme hoitotuloksia parantaviin ratkaisuihin


**Olemme enemmän kuin vain toimittaja** – kumppanimme terveydenhoidon toimijat voivat tuottaa laadukkaampaa hoitoa potilaille alhaisemmin hoitokuluihin. Ympäristöystävällisesti ja vastuullisesti



Laadukasta hoitoa potilaalle



Alhaisemmat hoitokulut



Vastuullisesti

## ONEMED

OneMed Oy  
PL 10 (Metsäläntie 20)  
00321 Helsinki  
www.onemed.fi

asiakaspalvelu@onemed.com

Puh. 020 786 6830