


Lasten ja vastasyntyneiden hoitoon

Korkeavirtaus Cannulaide® Happiviiksien kiinnitin



Suojaa ihoa, estää vuodot. Suunniteltu happihoitoa tarvitseville lapsille ja vastasyntyneille. Tuotteessa yhdistyvät sekä turvallisuus että suoja. Materiaali pehmeää, ihoa ärsyttämätöntä silikonia, joka täyttää NICU-ihonhoitomääräykset.



CPAP Cannulaide® Happiviiksien kiinnitin



Happiviiksien ja letkun kiinnitys

Mini-Whiskers®-kiinnitin

Tender Grips®-kiinnitin

Sticky Whiskers®-kiinnitin



Tuote	Lapsen paino	Koko	Tuotenro	Myyntipakkaus kpl
CPAP CANNULAIDE® happiviiksien kiinnitin	< 700 g	0	CA100-0-25	25
CPAP CANNULAIDE® happiviiksien kiinnitin	700 - 1250 g	1	CA101-0-25	25
CPAP CANNULAIDE® happiviiksien kiinnitin	1250 - 2000 g	2	CA102-0-25	25
CPAP CANNULAIDE® happiviiksien kiinnitin	2001 - 3000 g	3	CA103-0-25	25
CPAP CANNULAIDE® happiviiksien kiinnitin	> 3000 g	4	CA104-0-25	25
CPAP CANNULAIDE® happiviiksien kiinnitin, pakkaus, jossa 3 x koko 0 / 7x koko 1 / 10 x koko 2 / 3 x koko 3 / 2 x koko 4			CA110-0-1	25
Mini-Whiskers®-kiinnitin keskosille 6–0,5" x 1,4" pussi sisältäen 12 kiinnityssilmukkaa	< 2000 g		MW100-0-120	20 pss
Tender Grips®-kiinnitin			1005-0-25	25 pr
Tender Grips®-kiinnitin			1006-0-100	100 pr
Sticky Whiskers®-kiinnitin, yksi koko 1—0,436" x 3,5" pussi sisältäen 2 kiinnityssilmukkaa			SW102-0-25	25

Markkinointi:

OneMed Oy, PL 10 (Metsäläntie 20), 00321 Helsinki

www.onemed.fi

asiakaspalvelu@onemed.com, puh. 020 768 6810

Lasten ja vastasyntyneiden hoitoon

Pienet Salter-Style® happiviikset



1611 Neonate



1601 Infant



1602 Pediatric/small adult



1615 Intermediate infant



1662 Pediatric

Tuotekuvaus	Maksimi LPM	Tuotenro	Myyntipakkaus kpl
Lasten standardi happiviikset, joissa kaareva Salter-Style kasvo-osa ja 3-kanavainen varmuusletku			
Keskosille, 7" happiletku	3 LPM	1610-7-50	50
Vastasyntyneille, 7" happiletku	3 LPM	1611-7-50	50
Lapsille, 7" happiletku	3 LPM	1601-7-50	50
Lasten keskikokoinen, 7" happiletku	3 LPM	1615-7-50	50
Lasten koko, ilman happilettoa	6 LPM	1662-0-50	50
Lapsi/pieni aikuinen, 7" happiletku	6 LPM	1602-7-50	50
Lapsi/pieni aikuinen, 7" happiletku ja Thread Grip -naarasliitin	6 LPM	1602TG-7-50	50

Markkinointi:

OneMed Oy, PL 10 (Metsäläntie 20), 00321 Helsinki

www.onemed.fi

asiakaspalvelu@onemed.com, puh. 020 768 6810