



Tuolivaaka MBCA-250



Tuoli on helppo liikutella ja sen tukeva rakenne takaa turvallisen käytön.

Käsituet voidaan kääntää ja lukita yläasentoon ja taitettavat jalkatuet helpottavat istuutumista. Työntökahvat ja suuret pyörät helpottavat tuolin siirtämistä ja lukittavat takapyörät tekevät tuolista turvallisen. Vaa'assa on suurikokoinen, hygieenisestä muovista valmistettu istuin. Tuolin pinnoitettu teräspuikurunko on helppo puhdistaa.

Tekniset tiedot

- EU-OIML luokka III
- MDD-hyväksytty
- Kapasiteetti 250 kg
- Tarkkuus 100 g
- Paino 23,5 kg
- Istuimen koko 480 x 500 mm
- Mitat 565 x 1024 x 940 mm
- Valmistaja G&P Lidén Weighing AB, Ruotsi
- Tuotenumero LIDM32055

Ominaisuudet

- Liikkeenvakaaja
- BMI-toiminto
- Nollaus/Hold/taaraus
- 25 mm LCD-näyttö taustavälillä
- 2 lukittavaa ja kääntyvää takapyörää
- Verkkovirta tai AA-paristot (eivät sisälly)



Panostamme hoitotuloksia parantaviin ratkaisuihin

Olemme enemmän kuin vain toimittaja – kumppanimme terveydenhoidon toimijat voivat tuottaa laadukkaampaa hoitoa potilaille alhaisemmin hoitokuluihin. Ympäristöystävällisesti ja vastuullisesti



Laadukasta hoitoa potilaalle



Alhaisemmat hoitokulut



Vastuullisesti

ONEMED

OneMed Oy
 PL 10 (Metsäläntie 20)
 00321 Helsinki
 www.onemed.fi
 asiakaspalvelu@onemed.com
 Puh. 020 786 6830